車椅子(手押し・普通)型

大阪 太郎様

- ①跳ね上げ
- ②滑り止めハンドリム



③大車輪脱着ハブ



④屋外用キャスター



⑤張り調整式



⑥座張り



○作製した車椅子の全体像、および判定書に記載されている付属品が上記①~⑥のように<u>すべてわかるよう写真を添付</u>し、空いたスペースに付属品名・矢印などを書き込んで</u>ください。

(手書きでも構いません。1枚の写真で複数の付属品を記入しても構いません。)

〇アームレストやフットサポートの調整、脱着などの機構がある場合、


それらの機能がわかるように撮影した写真を添付してください


(判定書の内容と比べ、確認できない機能や付属品が、写真の

不備等があれば再提出を求める可能性があります。)

クッション (例を記載します)









- ○クッションについて、既製品の場合は**商品名がわかるように**、
- 多層構造やゲルウレタンの場合はその構造がわかるように

カバーから一部を出した写真を撮影してください。

- ○座板がある場合は<u>座板部も撮影</u>してください。
- ○クッション滑り止めがある場合は、わかるように撮影した写真を 貼付けてください。

寸法について

○判定書に寸法の記載がある箇所は、下記を参考に<u>メジャーを</u> **当てて寸法がわかるように**撮影し、空欄に**それぞれの寸法を記** 載してください。(判定書に無い場合は不要)

①座奥行



②座幅



①座奥行: 〇〇cm

②座幅: 〇〇cm


③前座高







4後座高







⑤背もたれ高



③前座高:○○cm

④後座高:○○cm

⑤背もたれ高:○○cm