


## 超低温冷凍庫の配備調整について


資料 3

- 国は、ファイザー製ワクチンの長期保管に必要な超低温冷凍庫を一括調達し、都道府県及び市町村に分配（府32台、市町村549台→計581台）
- 1月28日までに自治体ごとの納品先（配備先）国へリストの報告が必要
- 短期間での接種体制の確保が必要なため府、市町村で随時、情報交換しながら最終的には下記方法で決定

①府は、1月8日から管内医療機関等へ優先接種に係る調査を実施し、これを踏まえて検討した配備先情報を、1月20日を日途に市町村へ提供。



②市町村は、並行して高齢者等への接種方法などを検討した上で、配備先候補を選定。府の配備予定と重複するものがあつた場合、リスト削除した上で、26日までに配備先リストを府へ報告。



### 超低温冷凍庫設置に係る留意点

- 外形寸法：幅550～640mm、奥行490～685mm、高さ865～950mm
- 重量：約50～70kg
- 電源：単相100V（ただし、3ピンアース付きプラグのものが多いため、家庭で一般的な2口コンセントで使用するためには、別途3ピン⇒2ピンアダプタが必要。（実勢価格300円/個程度））

以上から、設置にあたっては、設置場所の補強や電源工事などの特別な工事は不要。